



Armauflage

Ergorest



ERGOREST® ist eine nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruierte Unterarmstütze zur Entlastung der Arme und Verhinderung von Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich. Menschen, die ihre Arme nicht anheben, wohl aber bewegen können, verhilft ErgoRest zu einem größeren Bewegungsradius und damit zu einer besseren Bedienbarkeit von Geräten. ErgoRest wird mit einer Klemme an der Tischplatte befestigt und zeichnet sich durch leichtgängige Beweglichkeit und hohe Stabilität aus. Die Auflage ist mit Schaumgummi gepolstert und mit Leder bezogen. ErgoRest ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

1. Gelenkarm: Kurz (89 mm)
2. Armauflage: Kurz (130 mm)
3. Tischklemme: Klein (15-43 mm)