

Augensteuerung Quick Glance 3



Bedienen Sie Ihren Computer ohne die Hände zu benutzen Vorhandene Software kann weiterhin genutzt werden

EYECATCH ist ein Mausersatz, der für Microsoft Windows entwickelt wurde. Es erlaubt dem Benutzer den Mauszeiger mit den Augen zu bewegen, indem er seine Augen einfach über den Bildschirm wandern lässt.

EYECATCH verarbeitet die aufgenommenen Kamera-Bilder, sieht wo der Besucher hinschaut und bewegt den Cursor zu diesem Punkt. Der Klick kann dann sowohl mit einem Lidschlag als auch mit dem Verweilen des Blickes auf einer bestimmten Stelle erfolgen. Es ist auch möglich, externe Schalter für die Klickfunktionen anzuschließen.

EYECATCH kann zum Schreiben, Spielen, Internet surfen, für Computer Aided Design (CAD/CAM) und vieles mehr gebraucht werden. Verschiedene Mausfunktionen geben dem Benutzer Zugriff auf alle Windows Anwendungen, inkl. Rechtsklick, Linksklick, Doppelklick und Ziehen.

Der modulare Aufbau unseres Reha-Caddy ermöglicht gerade bei progredienten Krankheiten und unterschiedlichsten Einsatzorten eine perfekte Anpassung.

EYECATCH ist für Desktop Computer und Laptops geeignet. Der Benutzer ist völlig frei und nicht per Kabel mit dem Computer verbunden.