

Blattwendegerät **Turny**



Der elektronische Blattwender Turny eignet sich für Bücher, Zeitschriften und Taschenbücher von ca. 115 – 210 mm Breite und bis max. 40 mm Dicke. Turny blättert vor- und rückwärts.

Die Blattwendungen erfolgen durch einen Wendearm mit einer Haftkleberrolle.

Die Bedienung ist sehr einfach, z.B. mit einem Tast- oder Blaselement, mit Infrarot-Bedienung, durch Sprachsteuerung oder mit vielen weiteren individuell angepassten Möglichkeiten.

Blattwendegerät **Turny plus**

Der elektronische Blattwender TURNY Plus eignet sich für Bücher von ca. 115 bis 210 mm Breite und bis maximal **60 mm Dicke**.

Basismodell ist immer das Modell Turny Tisch, das durch 2 verschiedene Ständer erweitert werden kann.

