



Duschwagen SINA Comfort



Duschwagen SINA Comfort

... das optimale Hilfsmittel für Transport und Dusche

Der neue Duschwagen SINA Comfort, komplett aus Edelstahl, ist das optimale Hilfsmittel für den Transport und die Pflege Ihrer schwerstpflegebedürftigen Bewohner. Die robusten Sicherheitsscharniere der Seitengitter und die extrem belastbare Liegefläche machen diesen Duschwagen zu einem sicheren Helfer.

Ein spezielles Scherensystem ermöglicht eine ruckfreie und waagrechte elektrische oder hydraulische Höhenverstellung. Dadurch kann der Duschwagen SINA Comfort auf die jeweils optimale Arbeitshöhe der Pflegekraft eingestellt werden und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Übernahme des Patienten vom Bett oder Rollstuhl. Acht Doppelaufrollen, 4 davon feststellbar, mit besonderer Drehpunktlagerung sorgen für eine große Laufruhe auch bei Unebenheiten.

- Maximale Stabilität
- Extra große Höhenverstellung durch Scherensystem
- Komplette aus Edelstahl pulverbeschichtet
- Doppelaufrollen für leichten und sicheren Transport
- Liegefläche positiv/negativ verstellbar, z.B. auch für Schocklage geeignet
- Verlängerung der Liegefläche durch verstellbares Gitter

Technische Daten:

Max. Körpergewicht 150 kg

Duschwagen SINA Comfort HYD-200

Hydraulische Höhenverstellung von beiden Seiten des Duschwagens
Maße L: 2.050 mm, B: 760 mm, H: 670 – 1.030 mm

Artikel-Nr.: 930507100

Duschwagen SINA Comfort HYD-160

Hydraulische Höhenverstellung von beiden Seiten des Duschwagens
Maße L: 1.740 mm, B: 760 mm, H: 670 – 1.030 mm

Artikel-Nr.: 930507200

Duschwagen SINA Comfort EL-200

Elektrische Höhenverstellung
Inklusive Handschalter und Ladegerät
Maße L: 2.050 mm, B: 760 mm, H: 670 – 1.030 mm

Artikel-Nr.: 930507300

Duschwagen SINA Comfort EL-160

Elektrische Höhenverstellung
Inklusive Handschalter und Ladegerät
Maße L: 1.740 mm, B: 760 mm, H: 670 – 1.030 mm

Artikel-Nr.: 930507400

Zubehör:

SINA Keilkissen

Ersatzakku 24 V

Externes Ladegerät

Artikel-Nr.: 930508320

Artikel-Nr.: 930508500

Artikel-Nr.: 930508600



Komplett aus Edelstahl



Robuste Sicherheitsscharniere



Griff zur einfachen positiven/negativen Verstellmöglichkeit der Liegefläche



Verlängerung der Liegefläche durch verstellbares Gitter



Doppelaufrollen für leichten und sicheren Transfer

Flexibler Wasserablaufschlauch

Am Rübenmorgen 3
D-35582 Wetzlar-Dutenhofen
Telefon: 06 41 / 9 22 20-0
Telefax: 06 41 / 9 22 20-20
www.beka-hospitec.de

beka
hospitec