

# Taster & Sensoren

## Integraswitch



Der INTEGRASWITCH ist der erste Saug-Blas-Schalter mit Zertifizierung nach dem Europäischen Medizin-produktegesetz und bietet folgende Vorteile: absolut hygienisches, wechselbares, biokompatibles und latexfreies Mundstück, 2 getrennte Ausgänge für Geräte mit Dualfunktion, getrennt voneinander justierbarer Saug-/ Blasedruck, frei wählbares Halterungssystem.

---

## Näherungssensor



Der Näherungssensor ist ein elektronischer Schalter der durch einfaches Annähern an die Schaltfläche in einem Abstand von 0-20mm einen Schaltbefehl auslöst. Der Schalter kann zur Bedienung eines Umfeldsteuergerätes benutzt werden, aber auch als Notrufglocke in einem Krankenzimmer.

Der Anschluss lässt sich an die gängigsten Notrufanlagen adaptieren. Außerdem ist das Gerät mit einer Stützbatterie ausgestattet, damit auch bei Stromausfall noch ein Notruf ausgelöst werden kann.

---

## USB-Klinkenadapter **Swiftly**



Eingangsbuchse: 3,5mm Klinken stereo

Es können folgende Funktionen extern bedient werden:

- \* rechte/linke Maustaste
- \* Enter/Space Taste
- \* Taste 1/2 (Keyboard)