

Fisso



Gelenkarm mit wartungsfreier, mechanischer Zentralklemmung, rostfrei; inkl. Klemmsockel, eloxiert, mit Spannschraube und Druckplatte.

Manfrotto Magic Arm



Magic Arm Halterungssystem (MagicArm, SuperClamp, Kameraschiene)

Besonders stabiles Haltesystem für die Befestigung von Tastern und Eingabegeräten an Tischen oder am Rollstuhl. Es ist schnell und ganzheitlich mit einem Drehteller fixierbar. Reichweite ca. 50 cm.

Mit der passenden SuperClamp für Tisch- und Rollstuhlmontage geeignet. Tragkraft ca. 2 kg. Zubehör für Magic Arm: SuperClamp, MicroClamp, Halterungen für Tasten und Kommunikationsgeräte.

Reha Caddy



Der Reha-Caddy ist die optimale Anpassung zur PC Nutzung im Bett oder im Rollstuhl.