



Hubbadewanne AVERO Classic



Hubbadewanne AVERO Classic

... die ergonomisch geformte Pflegewanne

Die Hubbadewanne AVERO Classic ist eine ergonomisch geformte Pflegewanne aus GFK-Material ohne Pultaufbau und mit einer kompletten, geschlossenen Außenverkleidung. Der Antrieb erfolgt mittels zweier synchron gesteuerter Hubsäulen. Die Höhenverstellung ist frei zwischen 680 und 1.080 mm einstellbar und erfolgt über eine Handfernbedienung.

Die Wanne ist von drei Seiten frei begehbar und geeignet für den Einsatz mit Pflegehelfern. Der Wanninnenkörper ist ergonomisch geformt und bietet mit den integrierten Armauflagen und dem angeformten Rückenteil eine sichere und dennoch komfortable Ergonomie. Integrierte Sicherheitsgriffe bieten dem Pflegebedürftigen Hilfe für den Ein- und Ausstieg. Im Innenkörper sind ebenfalls Aufnahmevorrichtungen für einen Wannverkürzer integriert.

Die zwei Antriebseinheiten werden mit einstellbaren Stellfüßen für eine optimale Ausrichtung der Pflegewanne geliefert.

Technische Daten:

Hubbadewanne AVERO Classic

Mit Thermostattatterie 1/2 " inkl. Handbrause
 Maße L: 1.700/2.040 mm, B: 540/800 mm,
 Wannenhöhe innen: 400 mm, Hubhöhe 680 – 1.080 mm,
 Stromanschluss 230 V, max. 1 kW, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Artikel-Nr.: 910206550

Zubehör:

Wannenverkürzer

Artikel-Nr.: 910145600

Automatische Wannenfällung

Artikel-Nr.: 910145700

Sound-Musik-System 2RC

Artikel-Nr.: 092111200

Farblicht-Therapie-System 4

Artikel-Nr.: 092111000

Excenter-Garnitur 1 1/2 "

Artikel-Nr.: 910145400

Reinigungssystem

Artikel-Nr.: 910329000

Air-Düsen-Whirl Einrichtung

Artikel-Nr.: 910324800

Am Rübenmorgen 3
 D-35582 Wetzlar-Dutenhofen
 Telefon: 0641/92220-0
 Telefax: 0641/92220-20
www.beka-hospitec.de

beka
 hospitec