



Hubbadewanne AVERO Premium



Hubbadewanne AVERO Premium

... die universelle Pflegebadewanne

Die Hubbadewanne AVERO Premium ist eine von drei Seiten frei unterfahrbare Pflegebadewanne mit einer freitragenden Tragekonstruktion. Die AVERO Premium ist für alle im Markt befindlichen Pflegelifter geeignet und uneingeschränkt nutzbar. Der hochwertige Wannenkörper aus GFK-Material ist laugen- und säurebeständig und mit Sicherheitsgriffen für den Ein- und Ausstieg ausgestattet. Der Wannenkörper bietet zudem im Oberkörperbereich mehr Platz und hat im Beinbereich im Wannensrand eingelassene Aufnahmefugen für den Wannenvorkürzer.

Die Außenverkleidung ist komplett geschlossen und zusätzlich mit einem Wannenschutzstreifen gegen Beschädigungen geschützt und bietet mit der ergonomischen Form optimale Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.

Das Technikpult besteht ebenfalls aus einem hochwertigen schlagfesten Gehäuse und einer an der Rückseite angebrachten Revisionsöffnung für den freien Zugang für die Haustechnik. Die Pultabdeckung ist als Ablage ausgeformt. Der verdeckte Wanneneinlauf ermöglicht ein problemloses Befahren mit Liftern. Die Wanne kann frei im Raum aufgestellt werden. Die Wannenfüße sind mit Stellfüßen ausgestattet und dienen gleichzeitig als Anfahrpunkt für die Badelifter. Ein Unterfahren der Wannenfüße kann nicht stattfinden.

- **Für alle Pflegelifter im Markt uneingeschränkt geeignet**
- **Ergonomischer Wannenkörper**
- **Wannenkörper hygienisch einwandfrei geschlossen**
- **Hochwertige Tragekonstruktion**
- **Revisionsöffnung und freier Zugang für die Haustechnik**

Technische Daten:

Hubbadewanne AVERO Premium 155

Maße L: 1.550/1.850 mm, B: 660/800 mm, T: 400 mm, H: 650 – 1.050 mm
Stromanschluss 230 V, 50 Hz, max. 1 kW, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Artikel-Nr.: 910141000

Hubbadewanne AVERO Premium 170

Maße L: 1.700/2.000 mm, B: 660/800 mm, T: 400 mm, H: 650 – 1.050 mm
Stromanschluss 230 V, 50 Hz, max. 1 kW, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Artikel-Nr.: 910142000

Hubbadewanne AVERO Premium 190

Maße L: 1.900/2.200 mm, B: 660/800 mm, T: 400 mm, H: 650 – 1.050 mm
Stromanschluss 230 V, 50 Hz, max. 1 kW, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur

Artikel-Nr.: 910143000

Zubehör:

Wannenvorkürzer

Artikel-Nr.: 910145500

Excenter-Garnitur 1 1/2 "

Artikel-Nr.: 910145400

Reinigungssystem

Artikel-Nr.: 910328000

Automatischer Wasserstop

Artikel-Nr.: 910609300

Armaturenausstattung UP 1 1/2 " TH

Artikel-Nr.: 910145300

Armaturenausstattung AP 1/2 " TH

Artikel-Nr.: 910145100

Am Rübenmorgen 3
D-35582 Wetzlar-Dutenhofen
Telefon: 0641/92220-0
Telefax: 0641/92220-20
www.beka-hospitec.de

beka
hospitec