

Kopfmaus Tracker pro



Die Kopfmaus Tracker Pro ist ein idealer Mausersatz für Menschen, die wegen eingeschränkter Handmotorik eine Computermaus oder ein ähnliches Eingabegerät nicht bedienen können. Die Kopfbewegungen des Benutzers werden vom Tracker Pro in Mausbewegungen umgewandelt. Durch die automatische Stabilisierung des Cursors kann der Tracker Pro auch bei Menschen mit eingeschränkter Kopfkontrolle eingesetzt werden. Zur Steuerung des Cursors benötigt der Benutzer lediglich einen kleinen reflektierenden Punkt, der an der Stirn oder an der Brille befestigt wird. Das Auslösen der Cursorfunktionen (Doppelklick) erfolgt mit dem Zusatzprogramm ClickMaster oder mit diversen Tastern. USB-Anschluss.

Kopfmaus HeadControl



Head Control ist die innovative Software, die es Ihnen erlaubt, Ihren PC allein mittels Gesichtsmimik zu steuern.

Vorteile von Head Control:

- *Einfache Installation und Bedienung
- *Nicht intrusiv: keine Gesichtsmarker oder Spezialhardware
- *Individuell an die Fähigkeiten des Nutzers anpassbar
- *Ergonomisch: enthält Funktionen wie Bildschirmlupe, Anwendungserkennung und Favoritensystem