

Mundmaus **INTEGRAMOUSE®**



Die Mundmaus erlaubt es dem Benutzer, mit dem Mund alle Funktionen einer Computermaus zu aktivieren.

Die dynamische Positionierung des Bildschirmzeigers erfolgt durch geringfügiges Auslenken des Mundstücks gegenüber dem feststehenden Steuergerät.

Mausklicks mit der linken oder der rechten Maustaste werden durch Luftdruckveränderungen in der Mundhöhle und damit im Mundstück ausgelöst. Ein minimales Saugen oder Blasen genügt. Eine gute Kopfkontrolle und Mundmotorik sind Voraussetzung. Das einfache Auswechseln des Mundstücks ermöglicht die Nutzung durch verschiedene Anwender.

Für die Befestigung wird das Magic Arm Befestigungssystem empfohlen. Zubehör: Haltesystem, Ersatzmundstück, Ersatzmembrane.

Mundmaus **ABP**



Bei dieser Mundmaus werden die Mausbewegungen durch die Auslenkung eines Mini-Joysticks mit dem Mund gesteuert. Mittels einer flexiblen Schwanenhalshalterung ist es möglich, die Mundmaus individuell zu positionieren. Der rechte oder linke Mausklick erfolgt durch Saugen oder Blasen.

An zwei integrierte Anschlussbuchsen können auch externe Taster für den Mausklick angeschlossen werden.