

Umgebungssteuerung

IR-Fernbedienung

Aurora1



Handlicher 1 Kanal Handsender mit verschlüsseltem Code z.B. zum Öffnen von Hauseingangstüren.

Abmessungen: 57x36x20mm

Gewicht: 25g

Aurora5



Programmierbarer 5 Kanal Handsender.

Abmessungen: 56x92x23mm

Gewicht: 95g

Apollo15



Programmier- u. lernfähige Infrarotfernbedienung.

Es können bis zu 150 Funktionen programmiert werden. Bedienung über Tastenfeld oder über einen externen Taster im Scanning möglich.

Optional: Halterung zur Montage