

Umgebungssteuerung

IR-Tastensteuerung



Mit dem Umfeldkontrollsystem KEO können alle per Infrarot bedienbaren Geräte angesteuert werden. KEO kann direkt über die Tasten (Touch-Screen), mit einem Sensor oder Joystick bedient werden. Es können bis zu 250 Funktionen auf verschiedenen Ebenen (pro Ebene 9 oder 20 Funktionen) gesteuert werden. IR-Codes werden direkt am Gerät eingelesen.

Bei der Variante Keo mit Bluetooth können Mobiltelefone, die mit Bluetooth ausgestattet sind, drahtlos bedient werden.



Technische Daten:

- * frei programmierbares Menü
- * Eingebauter Akku ca. 10 Std. Betriebszeit
- * 3,5mm Klinkenbuchse für externe Taster
- * Funkempfänger für drahtlosen Taster
- * Konfigurationssicherung am PC