

beKa
hospitec



Aufrichthilfe NORA

Die effektive Entlastung in der täglichen Pflege

Aufrichthilfe NORA

Aktivierung und Transfer, einfach und sicher ...



Verbesserung der Mobilität

Für eine höhere Lebensqualität Ihrer Bewohner ...

BEKA Hospitec, als Hersteller von hochwertigen Hilfsmitteln für die Pflege, steht für neue, innovative Problemlösungen, welche die Arbeit Ihrer Pflegekräfte erleichtern und die Pflegequalität und Mobilität Ihrer Bewohner steigern ...

Konzipiert für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Die NORA Aufrichthilfe wurde speziell für Bewohner / Patienten konzipiert, die noch zu einem gewissen Grad die Möglichkeit haben kurzzeitig, unter Zuhilfenahme von Stützhilfen, zu stehen. Hier ist die NORA Aufrichthilfe das ideale Hilfsmittel um den Bewohner, ohne Rückenbelastung des Pflegepersonals, sicher und bequem zu transportieren oder den Transfer zur Toilette zu erleichtern. Ergotherapeuten und Pflegekräfte haben bei der Entwicklung dieser Aufrichthilfe maßgebliche Hinweise für die Umsetzung einer ergonomischen Hebebewegung gegeben und somit die NORA zu einem der gefragtesten Aktivierungslifter am Markt gemacht.

Steigerung der Mobilität und gezielte Aktivierung

Die Steigerung der Mobilität und die gezielte Aktivierung von Bewohnern ist heute Bestandteil jedes Pflegeleitbildes. Die NORA bietet hier, neben dem Transfer des Bewohners, die ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Bewohner gezielt, durch Fachkräfte und Therapeuten, wieder zu mobilisieren und den Bewegungsapparat und damit auch den Kreislauf zu stabilisieren und zu verbessern. Dies führt nachweislich zu einer höheren Lebensqualität Ihrer Bewohner. Durch ein effektives und langsames Aufrichten sowie Stehübungen, mit der Möglichkeit einer vollen lotrechten Belastung der Beine, können Therapiemaßnahmen gezielt durchgeführt werden.

Einfaches und rüchenschonendes Arbeiten

Der Einsatz unserer NORA Aufrichthilfe gewährleistet jederzeit ein rüchenschonendes Arbeiten für die Pflegekraft und aus dieser Entlastung des Bewegungsapparates resultierend auch eine Verringerung von Krankheitstagen. Die Kabelfernbedienung, die sichere und bequeme Hebeweste sowie die Möglichkeit jedes Bein des Bewohners einzeln, mit einem Sicherheitsgurt, zu sichern ermöglichen die Bedienung der NORA Aufrichthilfe in der Regel nur durch eine einzelne Pflegekraft. Gleichzeitig wird, durch das gleichmäßige Aufrichten und die spezielle Ergonomie des Hebevorgangs, der Rücken des Bewohners geschont und er kann sicher und sanft angehoben werden.



Gezieltes, langsames und sicheres Aufrichten Ihres Bewohners bis zur vollen lotrechten Belastung der Beine.



Die Aufrichthilfe NORA bietet die optimale Unterstützung beim Toilettengang, speziell auch in kleinen Räumen.

Bei der Entwicklung der NORA Aufrichthilfe haben wir größten Wert auf höchste Qualität und zuverlässige Technik gesetzt ...

Ideal zum Einsatz in kleinen Räumen

Die Nora wurde speziell für den Einsatz in kleinen Räumen, wie zum Beispiel Toiletten, konzipiert. Das wendige und elektrisch spreizbare Fahrgestell, mit seinen hochwertigen Doppelaufrollen, ermöglicht das Manövrieren auf kleinstem Raum, ohne Kraftanstrengung. Die Fußplatte und die Positionierung der Füße im Zentrum des Fahrgestells ermöglichen zum Einen die leichte Übernahme aus dem Rollstuhl und zum Anderen kann die Abmessung des Fahrgestells auf ein Minimum reduziert werden.

Sicherheit und Komfort

Die flexiblen, einzeln aufgehängten und gelagerten Beinhalte-schalen ermöglichen die Sicherung jedes einzelnen Beines und schalten gleichzeitig durch die Stoßdämpfer den Druck auf das Bein beim Anheben aus. Die obere Gurtaufnahme, mit den seitlich angebrachten Haltegriffen, bildet die notwendige Stütze und Sicherheit für den Hebevorgang und verleiht Sicherheit und Komfort für Bewohner und Pflegekräfte.



Die Fußplatte bietet dem Bewohner sicheren Halt beim Hebevorgang, zusätzlich wird der Bewohner durch die flexiblen, einzeln aufgehängten Kniepolster unterstützt.

Optimale Unterstützung durch Komfort-Hebegurt

Ein als Weste geformter, speziell entwickelter Gurt bietet dem Bewohner höchste Sicherheit und gleichzeitig hohen Komfort. Die speziellen Materialien stützen die Wirbelsäule und ergeben mit der ergonomischen Hebebewegung durch den Hebearm eine ideale Abstützung des Bewegungsapparates, damit der Bewohner sicher und ohne Druck unter den Achseln angehoben werden kann.

Notablass, Überlastungsschutz und Servicemodul

Höchste Sicherheit für Bewohner und Anwender sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Produktkonzeptes. Bei der NORA ist ein Überlastschutz vorhanden sowie ein manueller Notablass, der bei einer Störung dafür sorgt, dass der Bewohner wieder sanft auf den Stuhl abgesetzt werden kann. Ein Servicemodul zeigt an, wenn eine Störung im Elektronikteil vorhanden ist und meldet, falls erforderlich, eine Wartung des Gerätes. Die permanente Anzeige des Ladezustandes des Akkus verschafft zusätzlich Sicherheit der Einsatzbereitschaft des Lifters.



Die Kabelfernbedienung, mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus, ermöglicht der Pflegekraft immer im direkten Kontakt zum Bewohner zu bleiben.

Die optimale Lösung

Für Ihre Pflegekraft und Ihre Bewohner ...

Die NORA Aufrichthilfe unterstützt Ihre Pflegekraft optimal bei allen täglichen Pflegeroutinen und bietet Ihrem Bewohner ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...

Vorteile für Ihre Pflegekräfte

- Sehr leicht zu manövrieren
- Keine Wirbelsäulenbelastung und -schäden beim Transfer
- Bedienung durch eine einzelne Pflegekraft möglich
- Hohe Flexibilität durch ein neues Gurt- und Ergonomiekonzept beim Heben

Vorteile Investor

- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohe Akzeptanz beim Pflegepersonal
- Verringerung von Rückenleiden und Krankheitstagen
- Geringe Folgekosten

Vorteile für Ihre Bewohner

- Perfektes Hilfsmittel für die Mobilisierung
- Kniepolster mit Stoßdämpferfunktion zur Druckentlastung und für mehr Komfort
- Besonders komfortabler Aufrichtgurt, mit höchster Sicherheit
- Höchste Sicherheit beim Transfer

Vorteile Haustechnik

- Verwendung von Markenkomponenten
- Ersatzteile auch im Fachhandel erhältlich
- Kostenloser, telefonischer TechniksUPPORT durch BEKA Hospitec



Durch die elektrische Spreizung des Fahrgestells lässt sich die Aufrichthilfe unkompliziert an Stuhl, Rollstuhl oder Toilette heranfahren. Die feststellbaren Rollen bieten zusätzliche Sicherheit.



Der speziell entwickelte Komfort-Aufrichtgurt gewährleistet, dass der Bewohner sicher und ohne Druck unter den Achseln angehoben werden kann.

Leistungsmerkmale NORA

Die effektive Entlastung Ihres Pflegepersonals ...

Die Aufrichthilfe NORA überzeugt durch einfachste Bedienung, ein elektrisch spreizbares Fahrgestell, extra weiche Kniepolster, Sicherheitsgurte für die Beine, einen sehr großen Hubbereich, leicht fahrbare Rollen, Kabelfernbedienung mit Anzeige des Ladezustades des Akkus ...



1 Die Haltegriffe bieten einen sicheren Halt für Ihre Bewohner.



2 Die ergonomischen Handgriffe ermöglichen eine optimale Griffposition zum Lenken.



3 Kabelfernbedienung mit Anzeige des Ladezustandes des Akkus.



4 Extra weiche Kniepolster, mit Sicherheitsgurten, für maximalen Komfort und Sicherheit.





1



4

5

7



5 Elektrische Spreizung des Fahrgestells mittels Kabelfernbedienung.



6 Sehr großer Hubereich zum Aufrichten Ihrer Bewohner bis zur vollen lotrechten Belastung der Beine.



7 Einfach zu fahrende Rollen, zwei davon feststellbar, für mehr Sicherheit beim Aufrichten.



8 Speziell entwickelte, hochwertige Aufrichtgurte in unterschiedlichen Größen lieferbar.

Technische Daten

Max. Belastung	200 kg
Gesamtlänge	1.010 mm
Gewicht	58 kg
Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell	660 mm
Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell	880 mm
Höhe des Fahrgestells	115 mm
Min. Hubhöhe	885 mm
Max. Hubhöhe	1.715 mm
Akku	24 V
Schutzart	IP X4

Zubehör / Optionen

Komfort-Aufrichtgurte (in unterschiedlichen Größen lieferbar, Standardgrößen M-XL)
Doppelkniepolster
Ersatzakku 24 V
Wandladegerät

REHATRONIK
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6
 A-3352 St. Peter/Au
 T +43 (0)7477 44288
 F +43 (0)7477 44588
 E office@rehatronik.at
 www.rehatronik.at
 www.pflegeruf.at