

Hi Riser Pflege- und Wickeltisch



Höhenverstellbarer und hochklappbarer Pflege- und Wickeltisch zur Wandmontage:

- Elektrisch betrieben
- Wand- und Bodenbefestigung
- Pulverbeschichteter Rahmen für trockene Räume oder Edelstahlrahmen für Nassräume
- Erhältlich in 7 Größen von 120-180cm Länge
- Max. Belastung 200 kg
- Höhenverstellung bis zu 60cm
- Platzsparend hochklappbar
- Mit Sicherheits-Seitenschiene
- Gepolsterte Oberfläche, leicht zu reinigen, Farbkarte siehe oben

