

beka 
hospitec



AVERO Premium

Die ideale Wellness- und Pflegehubbadewanne

Hubbadewanne AVERO Premium

Vereint Ergonomie und modernes Design ...



Designed by Uwe Spannagel™

Sicherheit und Komfort beim Baden ...



Das einfache und durchdachte Bedien- und Sicherheitskonzept der AVERO Premium Hubbadewanne ermöglicht eine problemlose und einfache Bedienung der Wanne und vermeidet somit Fehlbedienungen. Die Arbeit des Personals wird hierdurch deutlich erleichtert. Ein integriertes Markenthermostat, mit Verbrühschutz für Wanneneinlauf und Handbrause, schützt den Bewohner vor Verbrühungen und gibt dem Pflegepersonal die notwendige Sicherheit für die tägliche Pflege.

Hochwertige verchromte Messinggriffe in einem unverwechselbaren Design und zusätzliche in den Wannenrand eingelassene Aufnahmen für den Wannenverkürzer geben der Wanne nicht nur ein unverwechselbares Gesicht, sondern auch einen hervorragenden Halt und ein gutes Gefühl der Sicherheit für den Bewohner, der ganz entspannt das Bad genießen kann.



Designed by Uwe Spannagel™

Wannenkörper mit abgesenktem Fußbereich ...



Die AVERO Premium Wanne ist von drei Seiten frei unterfahrbar, so dass auch in kleinen Räumen auf engstem Raum ohne Probleme mit Badeliftern gearbeitet werden kann. Ohne Bodenverankerung steht die Wanne sicher im Raum und kann optimal an Ihr Pflegebad angepasst werden. Der Wannenkörper und der Fußbereich der AVERO Premium Wanne ermöglichen den Einsatz aller im Markt befindlichen modernen Pflege lifter.

Der **abgesenkte Beinbereich** und das **speziell angepasste Rückenprofil** des Wannenkörpers, mit den ausgeprägten Armauflagen, bilden eine abgestimmte ergonomische Wanneninnenform, die dem Bewohner ein entspanntes, ergonomisches Liegen in der Wanne ermöglicht. Dies ist besonders beim Einsatz eines Sitzlifters von großem Vorteil, da es dem Bewohner zusätzlichen Halt in der Wanne gibt. Die Sitzposition ist mit einer Hygieneöffnung versehen, die eine einfache Reinigung des Intimbereichs ermöglicht.

Hubbadewanne AVERO Premium

Die optimale Lösung für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...



Badegenuss auf höchstem Niveau ...



Die AVERO Premium Wanne wurde anhand von neuesten Erkenntnissen und in Zusammenarbeit mit Pflegekräften und Ergotherapeuten entwickelt. Die ausgewählten hochwertigen Materialien, das klare Design und vor allem der ergonomische Wanneneinbauten geben dem Bewohner die Möglichkeit einen Badegenuss auf höchstem Niveau zu genießen.

Der moderne Wannenkörper bildet mit der eleganten Hubeinheit ein schönes Gesamtbild. Ein einfaches und durchdachtes Bedien- und Sicherheitskonzept ermöglicht eine problemlose und einfache Bedienung durch das Personal und bietet gleichzeitig umfassende Sicherheit für den Bewohner und Patient.



Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Einfache Bedienung
- ❑ Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung
- ❑ Porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- ❑ Ergonomisches Arbeiten, Höhenverstellung der Wanne auf Arbeitshöhe
- ❑ Ergonomischer Wanninnenkörper ermöglicht bequemes und sicheres Baden des Bewohners mit und ohne Lifter
- ❑ Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
- ❑ Angeformter Sitz mit Pflegeöffnung für bessere Hygiene im Intimbereich
- ❑ Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf
- ❑ Große Schulterfreiheit für den Bewohner
- ❑ Für alle Lifter geeignet



Optionen AVERO Premium

Wellness und Therapie ...

Ein Vollbad wirkt sich wohltuend auf den Körper und den Geist aus. Nach neuesten Untersuchungen aus der Demenzforschung zeigen insbesondere sensorische Impulse bei den dementen Bewohnern therapeutische Wirkung ...



Farblichttherapiesystem ...

Das Farblichttherapiesystem der AVERO Premium erzeugt eine besondere, optisch stimulierende Wohlfühlatmosphäre für Ihren Bewohner. Mit zwei seitlich im Wannenkörper eingebauten LED-Spots kann das Badewasser, ohne Wärmeabstrahlung und störenden Blendeffekt für den Bewohner, in das gesamte Farbspektrum getaucht werden. Das Farblichttherapiesystem verfügt über eine frei wählbare Farbauswahl sowie ein automatisches Ablaufprogramm für Farbverläufe.



Luftperlbad ...

Das Luftperlbad mit seiner reinigenden und belebenden Wirkung bietet eine angenehme Massagewirkung und wirkt besonders wohltuend auf den Bewohner. Das leichte Prickeln auf der Haut sorgt für Entspannung und Beruhigung, besonders bei unruhigen Pflegebedürftigen und fördert zusätzlich die Durchblutung der Haut. Eine Verkeimung der in den Wanneboden und Fußbereich integrierten Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich, somit ist der Einsatz einer integrierten Desinfektionsanlage zur Desinfektion des Luftperlbadbes nicht notwendig.



Musiksoundsystem ...

Durch zwei im Oberkörperbereich integrierte Schalldruckschwinger werden die Schwingungen der Musik direkt ins Wasser und auf den Körper des Bewohners übertragen. Dadurch entsteht ein fühlbares Klangerlebnis, welches nach Stand der neuesten Forschung einen positiven Einfluss auf den Badenden hat. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von individuellen Musikdateien nach Ihren Wünschen. Die Bedienung erfolgt über eine drahtlose Fernbedienung.

Bei der Farbgebung unserer AVERO Premium Hubbadewanne können Sie selbstverständlich frei aus einer Vielzahl von RAL-Farben wählen und Ihre Wanne farblich optimal an Ihr Einrichtungskonzept anpassen ...



Aromatherapiesystem ...

Ein im Wannenkörper integriertes Aromatherapiesystem ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Aromen die, zusammen mit der angewärmten Luft durch das Luftperlbadsystem und dem Badewasser, für den Bewohner ein wunderschönes Sinneserlebnis entfalten. Eine einfache Bedienung und ein wartungsfreies System sind selbstverständlich. Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Luftperlbadsystem möglich.



Automatische Wannenfüllung ...

Genießen Sie die Möglichkeit durch einen automatischen Wannenfüllstopp die Wanne zu befüllen, um sich während der Befüllung der Wanne ganz dem Bewohner zu widmen. Die Füllhöhe ist frei wählbar und wird einmalig festgelegt. Sie können jederzeit nach dem Füllstopp durch Drücken der Taste die Wanne weiter befüllen. Dies spart Zeit und Energiekosten und ermöglicht die volle Konzentration auf den Bewohner.



Desinfektionseinrichtung ...

Die eingebaute Desinfektion bietet maximalen Schutz gegen Kreuzinfektionen und erlaubt die Verwendung geeigneter, zugelassener, hauseigener Flächendesinfektionsmittelkonzentrate. Die Desinfektionsbrause und der Behälter sind bewusst hinter dem Pult angebracht und zusätzlich gegen Fehlbedienung gesichert, so dass kein Bewohner während des Badens aus Versehen mit Desinfektionsmittel in Berührung kommen kann.

Technische Daten AVERO Premium

Gesamtmaß AVERO Premium 190 (inkl. Bedienpult)	2.230 mm x 820 mm
Wanneninnenkörper AVERO Premium 190 (L x B x T)	1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm
Wannenaußenkörper AVERO Premium 190 (L x B x T)	1.934 mm x 800 mm x 520 mm
Höhenverstellung	662 mm - 1.062 mm
Hubkraft	10.000 N
Stromaufnahme	max. 4,5 Ampere
Max. Patientengewicht	220 kg
SWL	300 kg

Zubehör / Optionen

Armaturausstattungen
Automatischer Wasserstopp
Wannenverkürzer
Desinfektionseinrichtung
Luftperlbad
Farblicht-Therapiesystem
Musik-Soundsystem
Aroma-Therapiesystem
Sonderfarbe nach RAL

REHATRONIK
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6
 A-3352 St. Peter/Au
 T +43 (0)7477 44288
 F +43 (0)7477 44588
 E office@rehatronik.at
 www.rehatronik.at
 www.pflegeruf.at