

SMALL DELTA			
Ungefähre Maße in mm	Länge	Breite	Höhe
Gesamtmaße	1080 - 1280	570	930 - 1040
Gesamtmaße gefaltet	850	540	300
Max. Gewicht des Benutzers	40kg		
Max. Größe des Benutzers	1.12m		
Max. Gewicht des Gepäcks	6kg		
Abstand zwischen Sitz und Fußplatte	240 - 360		
Höhe des Schiebegriffs	665 - 1040		
Durchmesser Hinterräder	305		
Durchmesser Vorderrad	305		
Gewicht Buggy	13kg		

MEDIUM DELTA			
Ungefähre Maße in mm	Länge	Breite	Höhe
Gesamtmaße	1220-1270	625	1020-1050
Gesamtmaße gefaltet	880	560	240
	M1	M2	
Max. Gewicht des Benutzers	50kg	50kg	
Max. Größe des Benutzers	1.2m	1.5m	
Max. Gewicht des Gepäcks	10kg	10kg	
Abstand zwischen Sitz und Fußplatte	240-390	275-420	
Höhe des Schiebegriffs	820-1060		
Durchmesser Hinterräder	395		
Durchmesser Vorderrad	305		
Gewicht Buggy	14kg		

LARGE DELTA			
Ungefähre Maße in mm	Länge	Breite	Höhe
Gesamtmaße	1390-1430	695	1170
Gesamtmaße gefaltet	1100	620	250
	L1	L2	
Max. Gewicht des Benutzers	70kg	70kg	
Max. Größe des Benutzers	1.65m	1.8m	
Max. Gewicht des Gepäcks	10kg	10kg	
Abstand zwischen Sitz und Fußplatte	380-550	340-510	
Höhe des Schiebegriffs	880-1050		
Durchmesser Hinterräder	395		
Durchmesser Vorderrad	305		
Gewicht Buggy	14kg		

XLARGE DELTA			
Ungefähre Maße in mm	Länge	Breite	Höhe
Gesamtmaße	1530	695	1220
Gesamtmaße gefaltet	1120	680	300
Max. Gewicht des Benutzers	90kg		
Max. Größe des Benutzers	1.95m		
Max. Gewicht des Gepäcks	10kg		
Abstand zwischen Sitz und Fußplatte	340-520		
Höhe des Schiebegriffs	880-1050		
Durchmesser Hinterräder	395		
Durchmesser Vorderrad	305		
Gewicht Buggy	16kg		