

Produkt Launch AVERO VIVA plus

Elegante Hubbadewanne mit vielen Sicherheitsfunktionen.

Wir freuen uns, den Launch unserer eleganten Hubbadewanne **AVERO VIVA plus** zu verkünden. Die **AVERO VIVA plus** bietet eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen in moderner Verkleidung, die ein sicheres Baderlebnis für Bewohner und Pflegekraft ermöglichen.

Produkteigenschaften:

- Funktionssperre via Sensorschaltung ✓
- Automatische Wasserspülung von Wanneneinlauf & Handbrause 48 Stunden nach letzter Benutzung ✓
- Großer Hubbereich von 400 mm ✓
- Bedienfeld mit 3-fach digitaler Temperaturanzeige ✓
- Wellness Optionen: Luftperlbad, Musik-Sound-System, Aroma-System und Farblicht-System ✓
- Optionaler Serviceschalter zur thermischen Legionellenspülung ✓
- Optionales Desinfektions-System ✓
- Optionale Änderung der Blickrichtung ✓

[Produktseite](#)

[Produktvideo](#) 

