

Push your boundaries




i-swim3 – der innovative Poollift für alle Ihre Bedürfnisse

Höhenverstellbare Armlehnen für Flexibilität und zahlreiche Konfigurationen. I-swim3 ist die ideale Lösung, um mit einem Produkt die Anforderungen von Schwimmbecken, Spas und Reha-Zentren zu erfüllen.

I-swim3 ist erhältlich in 2 Versionen: STANDARD mit einer Hubkraft von 180 kg oder MAXI mit längeren Armlehnen und einer Hubkraft von 250 kg.


Der Lift kann mit starrem oder beweglichem Sitz oder mit Liege ausgestattet werden.

Maße



Konfigurationen

Die Armlehnen können in 4 verschiedenen Höhen eingestellt werden, sodass der Lift unterschiedlichen Poolarten angepasst werden kann




Modelle

Modelle	Beschreibung	Gewichtskapazität	Max Höhe
W80220002-01	i-swim3 Standard	180 kg	1530 mm
W80220002-02	i-swim3 MAXI	250 kg	1530 mm

Verankerungssystem


Das Verankerungssystem ist separat zu bestellen und man kann zwischen einer Version mit Vierkantrohr und einer mit Rundrohr wählen.

VIERKANTROHR




W8022100
W8022157 (MAXI)

VIERKANTROHRBASIS



On request

RUNDROHR



W8022140
W8022160 (MAXI)

RUNDROHRBASIS



W8022165

Zugang zum Wasser

Separat kann eine andere Personenhalterung (Sitz oder Liege) als die des bestellten i-swim3 erworben werden. So können die Einsatzmöglichkeiten des Lifts erhöht werden.

STARRER SITZ




Part W8022531

BEWEGLICHER SITZ



Part W8022568

LIEGE



Part W8022698



TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell	Aluminium / rostfreier Stahl
Rotation	360°
Beschichtung	Pulverbeschichtung weiß
Eigengewicht	180 Kg/ 250 Kg MAXI
Spannung	24V
Hebekapazität	50 Zyklen
Ladegerät	Im Lieferumfang inkludiert
Funktionen Bedienpult	Akku Ladeanzeige
	Drucktaster auf-ab
	Notstopp Taster

i-swim3 entspricht den folgenden Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/CE
 Richtlinie 2004/108/EC
 UNI EN ISO 10535

93/42/CEE

Maschinen Richtlinie
 EMC Elektromagnetische Verträglichkeit
 Lifter für den Transfer von Menschen mit körperl.
 Einschränkungen
 Richtlinie Medizingeräte