

Modell 2810-2815  
Hilfsmittel-Nr. 22.40.06.1001 und 22.40.06.1002



# Deckenlifter

Ideal für selbständigen Gebrauch



- Selbständiges Heben und Fahren mit dem Hebebügel
- Auch mit Hebetüchern verwendbar
- Verschiedene Schienensysteme machen vielfältige Raumanordnungen anfahrbar
- Automatisch halten an jeder gewünschten Stelle
- Sich seitlich bewegen mit angepasster Geschwindigkeit
- Infrarot-Fernbedienung wahlweise erhältlich
- Backupbedienung am Deckenlifter
- Mechanischer Notablass selbständig vom Benutzer zu bedienen



Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

## ● Technische Spezifikationen

Sichere Belastung .....	200 kg (160 kg bei 3.000 mm langem Hubbands)
Batterien .....	2 x 12 V 9,5 AH/wiederaufladbar
Standardlänge des Hubbands .....	2.000 mm (optional 3.000 mm)
Schienensystem .....	Aluminium, weiß lackiert
Sanftes Anfahren und Anhalten .....	elektronisch
Gehäuse .....	ABS
Notabsenkung .....	mechanisch
Druckknopfbedienung 2810 .....	wasserdicht gemäß IP67, elektrisch
Druckknopfbedienung 2815 .....	infrarot
Hebezyklenanzahl bei vollen Batterien .....	160
Lade- und Batterieanzeigen .....	visuell und auditiv
Einbauladegerät .....	Eingang 0,9 A 100-240 VAC, 50-60 Hz Klasse II
.....	Ausgang 24 VDC Max 1,3 A (9940) Max 1,2 A (2541)

## ● Beispiele für Schienenstrecken



## ● Versionen

### 2810 L

Hubmotor (nach oben/nach unten) und Fahrmotor (links/rechts)  
Mit elektrischer Druckknopfbedienung

### 2815 L IR

Hubmotor (nach oben/nach unten) und Fahrmotor (links/rechts)  
Mit Infrarot-Fernbedienung

Für weiterführende Informationen  
wenden Sie sich bitte an

**REHATRONIK**  
Technik für Menschen GMBH

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at