

Modell 3370



# Dusch- und Badetrolley

Baden, Pflegen, Untersuchen, Transportieren mit Komfort



- Nahtlose, in sich elektrisch höhenverstellbare Dusch- und Badewanne aus weichgepolstertem, thermisch isoliertem Vinyl
- Elektrische Höhenverstellung
- Variable Wannentiefe, elektrisch verstellbar
- 120 Liter Füllmenge, zum Baden geeignet
- Problemlos versorgen, wickeln, behandeln, umlagern und abtrocknen durch Niveauregulierung der Liegefläche.
- Einsatzbereiche überall dort wo Menschen schonungsvoll gepflegt, transportiert und untersucht werden müssen
- Option: Entfernbare Handgriffe in Edelstahl



Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

# Dusch- und Badetrolley

## Abmessungen und Angaben

Maximales sicheres Ladegewicht ..... 200 kg  
(samt Patient, Zubehör und Wasser)  
Wagengewicht: ..... 100 kg

### Wagenabmessungen:

Gesamtlänge des Wagens ..... 2165 mm  
Gesamtbreite des Wagens ..... 775 mm  
Länge der Wannensiegefläche ..... 1825 mm  
Breite der Wannensiegefläche ..... 480 mm  
Radstand ..... 1165 mm  
Radspur ..... 690 mm

### Einstellbereich:

Maximale Gesamthöhe ..... 1184 mm  
Maximale Wagenhöhe ..... 1109 mm  
Minimale Gesamthöhe ..... 629 mm  
Minimale Wagenhöhe ..... 554 mm  
Maximale Patientenliegeflächenhöhe ..... 929 mm  
Maximale Badewannentiefe ..... 210 mm

### Elektrische Daten:

Wiederaufladbarer Akku ..... 24 V - 2,9Ah  
Ladegerät ..... 230/240 V Wechselstrom  
Akkuladezeit ..... 6 Stunden (max.)  
Anzahl der Arbeitszyklen bei Vollast ..... 30




Zeit die Patientenliegefläche anzuheben  
oder herabzulassen ..... 30 Sek.  
Zeit die Badewannenseitenwände anzuheben  
oder herabzulassen ..... 30 Sek.  
Abflussrate ..... 2,83 Liter/Sek.

### Zubehör:

Reserveakku

Option:

Handgriffe in Edelstahl



Für weiterführende Informationen  
wenden Sie sich bitte an

**REHATRONIK**  
Technik für Menschen GMBH

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at