

# Handi-Hebetücher













Für jede Situation das optimale Hebetuch



- Durchdachte Lösungen für jeden Anwendungsfall
- Sehr bequeme Sitz- oder Liegehaltung mit- oder ohne Kopfstütze
- Weicher und gleichzeitig stabiler Halt
- Gesäß bleibt immer frei
- Als Voll-, Fallschirm- oder wasserdurchlässiges, rasch trocknendes Netzgewebe erhältlich
- In unterschiedlichen Maßen und als Maßanfertigung erhältlich

Hebehilfen für Menschen mit Handicap

[www.handimove.de](http://www.handimove.de)

STANDARD	<p><b>ohne Kopfstütze</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> <li>• Gesäß ist ab dem Steiß frei</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Umschließen den Oberkörper inkl. Arme</li> </ul>	<p><b>mit Kopfstütze</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> <li>• Gesäß ist ab dem Steiß frei</li> <li>• Mondförmige Kopfstütze</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Umschließen den Oberkörper inkl. Arme</li> </ul>	<p><b>mit Kopfstütze und Schlaufen</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> <li>• Gesäß ist ab dem Steiß frei</li> <li>• Zusätzliche Schlaufen an der Kopfstütze zur Unterstützung</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Umschließen den Oberkörper inkl. Arme</li> </ul>	<p><b>Komfort</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicheres «umschlossenes» Gefühl</li> <li>• Gesäß ist ab dem Steiß frei</li> <li>• Mondförmige Kopfstütze</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Umschließen den Oberkörper inkl. Arme</li> </ul>
	<p><b>TOILETTE</b></p> <p><b>zweiteilig</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für den Toilettengang</li> <li>• Einfaches Anlegen</li> <li>• Aufhängung an 2 oder 4 Punkten</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> </ul>	<p><b>mit Kopfstütze</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für den Toilettengang</li> <li>• Gesäß und unterer Rücken bleiben frei</li> <li>• Einfaches Anlegen</li> <li>• Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC)</li> <li>• Für Menschen mit eingeschränkter Kopfkontrolle</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> </ul>	<p><b>ohne Kopfstütze</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für den Toilettengang</li> <li>• Gesäß und unterer Rücken bleiben frei</li> <li>• Einfaches Anlegen</li> <li>• Auch als Badehebetuch erhältlich (in PVC)</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> </ul>	<p><b>Thorax</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für den Toilettengang</li> <li>• Gesäß und unterer Rücken bleiben frei</li> <li>• Kreuzbänder für bessere Unterstützung</li> <li>• Tuchgewebe</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> </ul>
	<p><b>SPEZIAL</b></p> <p><b>Einfache Beinamputation</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für Leute mit einzelner Oberschenkelamputation</li> <li>• Gesäß ist ab dem Steiß frei</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Umschließen den Oberkörper inkl. Arme</li> </ul>	<p><b>Doppelte Beinamputation</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für Leute mit doppelter Oberschenkelamputation</li> <li>• Aufhängung an 4 oder 2 Punkten</li> <li>• Mit/ohne Aussparung für den Toilettengang</li> </ul>	<p><b>Skoliose</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezielles Design für zusätzliche Unterstützung auf der Höhe des Rückens</li> <li>• 4 stabile Fischbeinstäbchen</li> <li>• Aufhängung an 2 oder 4 Punkten</li> <li>• Gepolsterte Beinschlaufen</li> </ul>	<p><b>Liegehaltung</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> <li>• Transfer in waagerechter Position</li> <li>• Doppelte Schicht mit durchgängigem Stoff</li> <li>• Aufhängung an 4 Punkten</li> </ul>

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an

**REHATRONIK**  
Technik für Menschen GMBH

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at

© 26-02-2016 • Handi-Move • v2.1

**Handi-Move nv**

Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10 • Fax +32 54 32 58 27  
info@handimove.com • www.handimove.com