




SCHWIMMBADLIFTER + SOCKEL A

SCHWIMMBADLIFTER



Abmessungen (mm)

A	1840
B	1305
C	540
D	350
E	1700
F	550
G	500

Max. Hubkraft	135 kg
Batterien	2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
Ladegerät	separat

Durchmesser der Räder	100 mm
Konstruktion	beschichtetes Aluminium ; RVS
Handbedienung	elektrisch IP67

SOCKEL A




KÖRPERUNTERSTÜTZUNG

Hebebügel

XS - S - M	ref. 1035
elektrolytisch poliert (Korrosionsschützend)	



+ Gleitschutzbeinstützen ref. 1074M



Hebetuch Standard mit mondformiger Kopfstütze und gepolsterten Beinschlaufen

XS - S - M - L - XL	ref. 3431
---------------------	-----------



+ Einhängevorrichtung
ref. 2110 + 2111



Badesitz für Schwimmbad (PVC)

Unisize	ref. 3473
---------	-----------

+ Einhängevorrichtung
ref. 2110



Badehebetuch (PVC)

XS - S - M - L - XL	ref. 3464
---------------------	-----------

+ Einhängevorrichtung
ref. 2110

