

Modell 3200

Schwimmbadlifter

Der leichte Weg ins Schwimmbecken



- Mit nur einem Begleiter direkt vom Rollstuhl ins Schwimmbecken
- Leichtgängige Rollen für müheloses Manövrieren
- Auslegerarm 360° schwenkbar, hebt bis zu 135 kg
- Leicht zusammenzulegen und kompakt zu verstauen
Einhängevorrichtung - für Hebetuch oder Hebebügel
- Nutzbar mit Hebebügel und klassischer Aufhängevorrichtung mit Hebetüchern
- Sicherer 24 Volt Akkubetrieb






Hebehilfen für Menschen mit Handicap

www.handimove.de

Schwimmbadlifter

Abmessungen und Angaben

Abmessungen (mm)		Angaben	
A	1840	Max. Hubkraft	135 kg
B	1305	Batterien	2 x 12 Vdc; 6,5 - 7,2 Ah
C	540	Ladegerät	separat
D	350	Durchmesser der Räder	100 mm
E	1700	Konstruktion	beschichtetes Aluminium ; RVS
F	550	Handbedienung	elektrisch (IP67)
G	500		



Schwimmbadlifter an Schienensystem



Für weiterführende Informationen
wenden Sie sich bitte an

REHATRONIK
Technik für Menschen GMBH

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

© 01-03-2021 • Handi-Move • v1.2

Handi-Move nv

Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.com