

Modell 2420-2430
Hilfsmittel-Nr. 22.40.02.0003



Wandlifter

Stationär platzsparend heben




- Stabile Befestigung an Wand oder freistehender Säule
- Ausfahrbarer Auslegerarm und 180° Schwenkbereich für große Bewegungsfreiheit
- Tragbarer Hubarm ermöglicht die Nutzung an weiteren Halterungen Einhängenvorrichtung – für Hebetuch oder Hebebügel
- Nutzbar mit Hebebügel und klassischer Aufhängenvorrichtung mit Hebetüchern
- Stromversorgung einfach über das Hausnetz
- Kostengünstige Lösung

Hebehilfen für Menschen mit Handicap


www.handimove.de

Drei Befestigungsmöglichkeiten


Auf Wandplatte(n) montiert



An freistehender/n Säule(n) montiert




Wandplatte + Verlängerung für einen größeren Rotationsbereich




Abmessungen

- Linearantrieb mit direktem Netzanschluss und pneumatischer Handbedienung
- Alternativ Linearantrieb über 24 Volt Trafo mit Notstromversorgung und elektrischer Handbedienung



Max. Hubkraft	145 kg	
Wandplatte	Breite	140 mm
	Höhe	687 mm
Säule	Außenmaße	80 x 50 mm
	max. Höhe	3000 mm
Ausleger	verstellbar	
Gewicht	16 kg	
Sicherheitsmechanismus	Eingebaut	

Hubbereich



Für weiterführende Informationen
wenden Sie sich bitte an

REHATRONIK
Technik für Menschen GMBH

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

© 29-01-2018 • Handi-Move • v3.2

Handi-Move nv

Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tel. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.com